

CCTP ROBINET PAPILLON DOUBLE EXCENTRATION ACIER

Vanne Papillon double excentration :

Wafer **1110** :

Les vannes manuelles DN $\geq$ 65 seront des vannes 1/4 tour type (Sferaco 1110 ou équivalent) à papillon double excentration à oreilles de centrage (Wafer) pour une tenue en pression jusqu'à 25 bars et une température de -29°C à +210°C.

Anneau de retenue et siège flottant permettant une étanchéité accrue en utilisation bidirectionnelle et garantissant plus de 2 millions de cycles, haute fiabilité grâce à la certification SIL3 et l'axe monobloc.

Maintenance aisée avec presse étoupe accessible sans démontage, platine ISO 5211 et axe carré en 17-4 PH chromé dur permettant le montage direct d'actionneurs.

Commande par poignée cadénassable 10 positions jusqu'au DN150, commande par réducteur du DN200 au DN300. Compatible pour atmosphères explosives ATEX catégorie 2G/2D Zone 1&21 et 2&22.



Lug **1110L** :

Les vannes manuelles DN $\geq$ 65 seront des vannes 1/4 tour type (Sferaco 1110L ou équivalent) à papillon double excentration à oreilles taraudées (Lug) pour une tenue en pression jusqu'à 25 bars et une température de -29°C à +210°C.

Anneau de retenue et siège flottant permettant une étanchéité accrue en utilisation bidirectionnelle et garantissant plus de 2 millions de cycles, haute fiabilité grâce à la certification SIL3 et l'axe monobloc.

Maintenance aisée avec presse étoupe accessible sans démontage, platine ISO 5211 et axe carré en 17-4 PH chromé dur permettant le montage direct d'actionneurs.

Commande par poignée cadénassable 10 positions jusqu'au DN150, commande par réducteur du DN200 au DN450. Compatible pour atmosphères explosives ATEX catégorie 2G/2D Zone 1&21 et 2&22.

